

# ZirCAD<sup>®</sup> Cement

ZirCAD<sup>®</sup> Cement dostępny już od września 2021!



ZirCAD<sup>®</sup> Cement to nowy cement glasonomerowy modyfikowany żywicą. ZirCAD Cement pozwala na osiągnięcie przewidywanego efektu cementowania w każdym przypadku, zapewniając jednocześnie łatwe zastosowanie i szybkie oczyszczanie nadmiarów. Ponadto cement zapewnia ciągłe uwalnianie fluoru, co pozwala na większą trwałość uzupełnienia.

Poniżej przedstawiamy formy dostawy:

Opis produktu	Numer katalogowy
ZirCAD Cement Refill 8.5 g	746963AN
ZirCAD Cement Mixing Tips Refill/10	747598